

**İğnesiz Mezoterapi, Bi Polar Buz RF  
ve Derma Meso  
bir arada...**

**No-Needle Meso, Bi Polar Ice RF  
and Derma Meso meet in  
a single device!**



Dokunmatik LCD Ekran  
LCD Touchscreen



Bi Polar Buz RF Başlığı  
Bi Polar Ice RF Handle



Derma Meso Başlığı  
Derma Meso Handle



Elektroporasyon (+) Başlığı  
Electroporation (+) Handle



Elektroozmoz (-) Başlığı  
Electroosmosis (-) Handle



Mükemmel bir cilt için  
tüm tedavi seçenekleri tek bir cihazda!

Multiple treatment choices meet in  
a single device for a perfect skin.



## MÜKEMMEL BİR CİLT İÇİN TÜM TEDAVİ SEÇENEKLERİ TEK BİR CİHAZDA!

MULTIPLE TREATMENT CHOICES MEET IN A SINGLE  
DEVICE FOR A PERFECT SKIN!

Tüm dünya cilt bakımında yan etkisi olmayan, ağrısız ve etkili çözüm arayışındadır.

Derma Meso Teknolojisi Amerika'da son zamanların en iyi cilt gençleştirme sistemi seçilmiştir.

The world is seeking solutions which are pain-free, efficient and without side effects for skin care.

Derma Meso Technology is chosen as the best skin rejuvenation system in USA.

### ÖZELLİKLERİ: FEATURES:

İğnesiz Mezoterapi, elektroporasyon (+) ve elektroozmoz (-) yöntemleri ile çalışmaktadır. Monopolar düşük voltajlı elektriksel akımla oluşan mikro kanallar ve polarizasyon yardımı ile hazırlanan serumlar, deriyi geçerek hedef dokuya transfer edilmektedir. Yapılan çalışmalarda iğnesiz mezoterapi cihazının homojen bir uygulama sağladığı ve etkili sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.

Düşük voltajlı elektrik akımıyla cilt altına nüfus eden iğnesiz mezoterapi tamamıyla acısızdır. Ayrıca klasik mezoterapi sonrası oluşabilen morarmalar da oluşmadığından yaz aylarında da rahatlıkla uygulanabilir. Bu teknolojinin güvenilirliği ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

RF enerjisi, deri altına nüfus eder ve ciltteki su moleküllerini hareket ettiren, kolajen açısından zengin cilt dokusuna doğrudan etki eder.

Dermisin altında ısı üretir, yeni kolajen dokusu oluşmasını ve cilde yeniden biçim verilmesini sağlar.

Bi Polar RF tedavisinde derinlik 6 mm'dir. Bu yüzden yüz gibi ince ve hassas bölgelerde uygulama bi polar ile yapılır.

Derma Meso'da 12 adet kılcal küçük iğneler ve 9 seviyeli hız kontrolü bulunur. Bu iğneler yukarı- aşağı hareket ederek cildin 1 cm karelik alanında 1000 mikro delik açar. Açılan mikro kanalların derinliği de ayarlanabilmektedir. Bu sebeple yan etki riski yoktur. Derma Meso teknolojisi tüm cilt tedavisi ilaçları, vitaminleri ve prp ile kombine olarak kullanılabilir.

Cilde uygulanacak olan ilaçların, solüsyonların ve vitaminlerin etkinliğini ve emilimini maksimuma çıkarır. Derma Meso yardımı ile deride çok sayıda mikrokanallar açılır. Derinin koruyucu tabakası epidermise hiçbir zarar vermeden deri altında oluşturulan bu mikrokanallar deride iyileşme mekanizmalarını tetikler.

Sonuç olarak kollajen ve elastin sentezi artar. Böylece ciltte sıkılaşıma elde edilir, çizgilerin ve kırışıklıkların belirginliği azalır ve akne izlerinde azalma sağlanır.

No-Needle Mesotherapy adopts electroporation (+) and electroosmosis (-) methods. Microchannels formed by monopolar low voltage current and serums prepared with polarization pass skin and they are transferred to target tissue. Studies have shown that no-needle mesotherapy provides a homogeneous treatment and shows good results.

No-needle mesotherapy which penetrates subcutaneous with low voltage current is a pain free treatment. It does not cause bruises and this feature enables treatment in summer. Its efficiency and safety is scientifically proven.

RF energy penetrates the subcutaneous part and affects skin structure which is rich in collagen and which stimulates water molecules of the skin.

Under dermis, it generates heat and helps formation of new collagen structure and reshaping the skin.

Bi Polar RF is applied to 6mm deep of the skin and this requires use of bi polar in treatment of thin and sensitive areas like face.

Derma Meso has 12 tiny needles and 9 speed control adjustment choices. The needles move upwards and downwards and open 1000 micro holes in 1 cm<sup>2</sup> of the skin. The depth of the micro channels can be adjusted. Hence, it does not


have side effects. Derma Meso technology can be combined with skin treatment medicines, vitamins and prp.

It maximizes the penetration and efficiency level of medicines, solutions and vitamins. Numerous micro channels are formed in skin with Derma Meso. These micro channels stimulate healing mechanism of the skin and they are formed subcutaneous without harming skin's protective layer epidermis. All in all, collagen and elastin synthesis level is increased. This helps firming the skin, reducing fine lines and wrinkles and acne scars.

## TEDAVİ ALANLARI: TREATMENT AREAS:


- Akne, sivilce ve siyah nokta sorunlarını giderme
- Dokuları canlandırma
- Kolajen ve elastin seviyesini artırma
- Cildin nem ihtiyacını sağlama
- Gözaltı torbalarını giderme
- Reducing acne, pimple and black spot problems
- Revitalizing tissues
- Increasing collagen and elastin rate
- Answering the skin's moisture need
- Removing bags under eyes
- Güneş ve sivilce izlerini giderme
- Kırışıklık giderme
- Ciltteki sarkma ve deformasyonları azaltma
- Cilt sıkılaştırma
- Cilt çatlaklarını tedavi etme
- Reducing sun and pimple spots
- Reducing wrinkles
- Reducing sagging and deformation
- Firming
- Repairing body stretches

## İĞNESİZ MEZOTERAPİ: NO-NEEDLE MESOTHERAPY:



Düşük voltajlı elektriksel akımla oluşan mikro kanallar ve polarizasyon yardımı ile, hazırlanan serumlar deriyi geçerek hedef dokuya ulaşır.

Micro channels, which are formed with low voltage current, and serums, prepared with polarization, pass the skin and target tissues.



## DERMA MESO KİMLER İÇİN UYGUNGUR? WHO CAN BE TREATED WITH DERMA MESO?

Ciltte yara oluşumuna yol açmayan, derinin üst tabakasına zarar vermeyen bu yöntem tüm deri tipleri için uygundur. Lazer ile cilt gençleştirme uygulanamayan koyu tenli hastalarda iyi bir alternatiftir.

Derinin en ince olduğu ve pek çok uygulamada çekinilen boyun, kol içleri gibi bölgelerde de uygulanabilir.

This method is ideal for all skin types and it does not cause scars or irritations on skin. It is a strong alternative for patients who cannot be treated with laser for skin rejuvenation.

It can be applied to thinnest skin areas like neck and inner side of the arm


## ROLLER-DERMATERAPİ YÖNTEMİ İLE DERMA MESO ARASINDA NE FARK VAR? WHAT IS THE DIFFERENCE OF ROLLER-DERMATHERAPY AND DERMA MESO?

Roller-dermatoterapi ile Derma Meso tedavi yöntemleri aynıdır. Her ikisinde de derinin üst tabakasına zarar vermeden mikrokanallar oluşur. Roller'da silindirik bir tambur üzerinde bulunan ince çelik iğneler mekanik olarak deriye uygulanır.

Derma Meso ise küçük motoru sayesinde çok hızlı bir şekilde saniyede yaklaşık 1000 defa içeri-dışarı hareket eden ince iğneleri ile tüm uygulama bölgesinde etkili ve ağrısız bir tedavi sağlar. Derma Meso teknolojisinde uygulama derinliği, bölgenin ihtiyacına göre seans sırasında istenildiği gibi ayarlanabilir. Klinik araştırmalarda Derma Meso'nun roller sistemine göre ağrı açısından daha az ve tedavi başarısı açısından daha üstün olduğu ispatlanmıştır.


Roller-dermatoterapi ve Derma Meso tedavi yöntemleri benzerdir. Mikrokanalların oluşması her iki yöntemde de mümkün olmaktadır. Bu amaçla iğneli rollerler kullanılmaktadır.

Derma Meso ağrısız ve etkili bir tedavi için küçük motoru destekleyen iğnelerin deriye sürekli olarak hareket ettirilmesiyle çalışır. Derinlik, tedavi alanına göre ayarlanabilir. Klinik araştırmalar, Derma Meso'nun roller sistemine göre ağrı açısından daha az ve tedavi başarısı açısından daha üstün olduğunu göstermiştir.




Dermaroller

Derma Meso



Dermaroller

Derma Meso



Dermaroller

Derma Meso

## Dermaroller

- Vuruş ve yırtıklardan kaynaklanan epidermal hasar nedeniyle daha çok kanama ve acı görülür.
- Büyük oranlı epidermal hasar nedeniyle iyileşme daha uzun sürer.


- More painful with a lot more bleeding due to epidermal damage caused by flick and tear actions
- Longer down time due to significant epidermal damage

## Derma Meso

- Düşük orandaki epidermal hasar, daha az acı ve kanamaya yol açar.
- Daha az epidermal hasara neden olması sebebiyle daha güvenlidir.
- İyileşme süresi oldukça kısadır.

- Minimal epidermal damage means less pain and bleeding
- Far safer due to less epidermal damage
- Virtually no down time

## Bİ POLAR BUZ RF BI POLAR ICE RF




**Bi Polar Buz RF deri altına nüfuz eder ve ciltteki su moleküllerini hareket ettiren, kolajen açısından zengin cilt dokusuna doğrudan etki eder.**

Bi Polar Ice RF energy penetrates the subcutaneous part and affects skin structure which is rich in collagen and which stimulates water molecules of the skin.

## GELENEKSEL UYGULAMA ve DERMA MESO TERAPİSİ KARŞILAŞTIRMASI: COMPARISION OF TRADITIONAL APPLICATIONS AND DERMA MESO THERAPY

### GELENEKSEL UYGULAMA ve DERMA MESO TERAPİSİ TRADITIONAL APPLICATION and DERMA MESO THERAPY



## TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

**Buz RF Frekansı / Ice RF Frequency**

5 mHz

**Voltaj / Voltage**

AC 220 - 20V 240V - 5Hz

**Çıkış Gücü / Outlet + Power**

800W